

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Memorando SMS nº 02/2025

Imbé, 28 de fevereiro de 2025.

DE: CAF/Almoxarifado da Saúde de Imbé

ASSUNTO: Parecer Técnico 02/2025 para o Processo 15252/2024 referente ao Pedido de Compra nº 2466/2024:

ANEXO: BULA DO HIDROGEL COM ALGINATO, marca CURATEC

Senhora Secretária;

Venho por meio deste encaminhar a revisão que me foi solicitado (FOLHA DO PROCESSO SUPRA CITADO DE Nº 102) em que consta a proposta comercial da empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, sendo o produto ofertado **HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO da marca CURATEC**, conforme a bula do mesmo se constatou que, na sua formulação não contém alguns componentes de suma importância que foram solicitados no edital tais como:

- **TRIETANOLAMINA ou TEA:** utilizada como aditivo ajustador de pH em misturas para prolongar sua vida útil e também como emulsificante e tensoativo, portanto é utilizado como base saponificante para homogeneizar substâncias com ingredientes aquosos e oleosos;

- **ÁCIDO BÓRICO:** é uma substância com ação antisséptica, antifúngica e adstringente, que ajuda a combater infecções causadas por bactérias ou fungos, como conjuntivite, dermatite e furúnculo.

Devido a necessidade e particularidades de uso deste medicamento, a associação de alguns produtos químicos tem como objetivo principal melhorar o resultado final das formulações farmacêutica com isso tendo um produto final com melhor ação farmacológica no tratamento do enfermo, sou de parecer contrário a aceitação do mesmo, uma vez que a formulação do produto ofertado não condiz com o que foi solicitado em edital, sendo que não contém alguns componentes na sua fórmula que são de suma importância para o uso do mesmo, fazendo com que aumente a eficácia medicamento diminuindo o tempo do tratamento e consequentemente indo diretamente a favor do binômio CUSTO X BENEFÍCIO.

Atenciosamente;

Marcio D. Corrêa
Farmacêutico – Bioquímico
CRF/RS nº 7.588
Matrícula nº 16.966

INSTRUÇÕES DE USO

CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO

DESCRIÇÃO:

Curatec Hidrogel com Alginato é um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose sódica que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização por intermédio da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso.

MECANISMO DE AÇÃO:

O alginato, juntamente com a carboximetilcelulose sódica, retém água em sua estrutura, adquirindo a forma de gel. Com esse mesmo princípio, quando usados em feridas exsudativas, ajudam na absorção do exsudato mantendo sua forma de gel. Juntamente com a água e o propilenoglicol, sua estrutura geleificada e hidratada proporciona um ambiente úmido e ideal para cicatrização permitindo o amolecimento de possíveis tecidos inviáveis, que atrasam o processo de cicatrização, favorecendo o seu debridamento autolítico ou facilitando a remoção mecânica.

O processo de hidratação da ferida promovido pelo hidrogel com alginato não só estimula a cicatrização da pele, mas também alivia a dor pela umidificação de possíveis terminações nervosas expostas na lesão.

INDICAÇÕES:

Indicado para o tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também para o estímulo da granulação e da epitelização com o meio úmido. Pode ser aplicado em feridas de qualquer etiologia. Curatec Hidrogel com Alginato pode ser usado em feridas infectadas sob supervisão médica. Caso exista suspeita de infecção durante o uso do produto, deve-se avaliar a possibilidade de instituir, paralelamente, um tratamento sistêmico.

Essas indicações incluem vários tipos de lesões, como:

- Úlceras Venosas, arteriais e por pressão;
- Queimaduras de segundo grau;
- Abrasões;
- Lacerações.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto não deve ser utilizado em incisões cirúrgicas e em pacientes com conhecida sensibilidade ao produto ou a algum de seus componentes.

A aplicação do Curatec Hidrogel com Alginato não deve exceder o nível da pele ao redor da ferida.

Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica.

MODO DE USAR:

- Irrigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9% ou conforme protocolo da instituição de saúde;
- Secar somente a região ferida;
- Aplicar Curatec Hidrogel com Alginato diretamente no leito da ferida – não exceder o nível da pele ao redor da ferida;
- Ocluir com uma cobertura secundária e fixar;
- Para efetuar a remoção de Curatec Hidrogel com Alginato, irrigar bem o leito da ferida com solução fisiológica, se necessário.

INTERVALOS DE TROCA:

Curatec Hidrogel com Alginato deve ser trocado quando o curativo secundário apresentar sinais de saturação ou quando o curativo for retirado para trocas rotineiras. A necessidade da frequência da troca deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Curatec Hidrogel com Alginato pode ser deixado na ferida por até 3 dias. Para feridas infectadas, realizar a troca em, no máximo, 24 horas.

PRECAUÇÕES:

Curatec Hidrogel com Alginato não é recomendado como único meio de tratamento de feridas sem a consulta de um profissional da saúde. Durante a aplicação, não exceder o nível da pele ao redor da ferida.

Para feridas altamente exsudativas recomenda-se o uso de um curativo com maior capacidade de absorção, como um alginato ou uma espuma, por exemplo.

O uso do produto deve ser monitorado por um profissional da saúde, que deverá aplicar o produto de maneira higiênica, com luvas, para garantir segurança para si próprio e para o paciente.

Descartar a embalagem primária (bisnaga) conforme os procedimentos de manuseio de lixo hospitalar determinado pelo estabelecimento de saúde.

Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica.

Se a embalagem estiver danificada não utilize o produto.

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado e transportado à temperatura ambiente (15° a 30°C) e ao abrigo da luz e umidade, mantendo-o na embalagem original e intacta.


VALIDADE:

O prazo de validade de 2 anos é válido seguindo as condições descritas no armazenamento. Depois de aberto, deve ser usado em até, no máximo, 28 dias.

APRESENTAÇÃO:

O produto é comercializado nos seguintes modelos comerciais:

- 5g
- 10g
- 15g
- 20g
- 25g
- 30g
- 40g
- 50g
- 60g
- 70g
- 80g
- 85g
- 100g



Número de lote e prazo de validade: vide cartucho ou envelope.

Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 – sac@br.urgo.com

Fabricado por:

LM Farma Indústria e Comércio Ltda

R. Jaguarão, 95 - Chácara Reunidas - São José dos Campos - SP
Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Ana Elisa de Almeida Souza - CRF/SP: 42.184

Registro na ANVISA/MS nº: 80246910008

www.curatec.com.br

**FABIO DE
SOUZA**

**FERREIRA:2708
0327806**

Assinado de forma
digital por FABIO DE
SOUZA
FERREIRA:27080327806
Dados: 2021.09.24
16:47:29 -03'00'

Responsável Legal
Fabio de Souza Ferreira

**ANA ELISA DE
ALMEIDA**

**SOUZA:045345
13658**

Assinado de forma
digital por ANA ELISA
DE ALMEIDA
SOUZA:04534513658
Dados: 2021.09.24
16:48:52 -03'00'

Responsável Técnica
Ana Elisa de Almeida Souza
CRF/SP: 42.184

