

ITEM 8:

DESCRIPTIVO: CURATIVO DE HIDROFIBRA 15x15cm - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera ions de prata na presença de exsudato proporcionando uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato e absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente umido ideal para cicatrizacao. Tamanho 15x15cm. Obrigatório envio de Amostra.

6ºCOLOCADO- Wound Care Acqua Ag/Polarfix

Empresa: Soma

PARECER: O curativo Wound Care Acqua Ag, não atende ao edital, pois não apresenta em sua composição alginato de cálcio, componente importante na hemostasia de feridas sangrantes, assim como no acelerado processo de desbridamento autolítico em áreas com presença de esfacelos presentes em algumas feridas. A combinação de carboximetilcelulose com alginato e prata, viabiliza o tratamento de feridas com diferentes tipos de tecidos, tornando a cicatrização mais rápida, desta forma reduzindo os custos do tratamento aos serviços de saúde e devolvendo a qualidade de vida ao paciente em um menor tempo (REPROVADO).

7ºColocado -Curatec- Silver IV

Empresa: Med 4

PARECER: O curativo Silver IV, não atende ao solicitado em edital pois não realiza absorção vertical, o que contribui muito para a cicatrização, deste modo, formando um gel sobre o leito da lesão e impedindo que o exsudato extravase para as bordas da lesão. Por não apresentar tal característica, a pele perilesional se torna vulnerável devido a exposição ao exsudato. Se tratando de cobertura com Alginato, a não absorção vertical do exsudato em contato com a pele integra pode potencializar o dano tecidual, causando atraso de cicatrização (REPROVADO).

Enfermeira Juliana Taise Bruinsma/Coren:145609

Item 7

DESCRIPTIVO:

CURATIVO DE HIDROFIBRA 10x10cm - Curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose , esteril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença de exsudato proporcionando uma cicatrização rápida, e a medida que o exsudato é absorvido verticalmente o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10x10cm. Obrigatório envio de Amostra. MARCA PRÉ APROVADA: BIATAIN ALGINATO.

7º Colocado: Wound Care Acqua Ag/ Polarfix-

Empresa: Soma

PARECER: O curativo Wound Care Acqua Ag, não atende ao edital, pois não apresenta em sua composição alginato de cálcio, componente importante na hemostasia de feridas sangrantes, assim como no acelerado processo de desbridamento autolítico em áreas com presença de esfacelos presentes em algumas feridas. A combinação de carboximetilcelulose com alginato e prata, viabiliza o tratamento de feridas com diferentes tipos de tecidos, tornando a cicatrização mais rápida, desta forma reduzindo os custos do tratamento aos serviços de saúde e devolvendo a qualidade de vida ao paciente em um menor tempo.(REPROVADO).

Enfermeira Juliana Taise Bruinsma/Coren:145609

