



Eritrossedimentação Automática



Principais características

- » Trabalha diretamente a partir do tubo de hemograma (EDTA)
- » Sem consumíveis
- » Método de Westergren (método de referência)
- » Curva de sedimentação disponível
- » 32 resultados em apenas 25 minutos



Assistência Técnica WL



www.wiener-lab.com





Eritrossedimentação Automática

SIMPLES E RÁPIDO

CAPACIDADE DE CARGA

32 posições

OPERAÇÃO SIMPLES

Apenas 3 passos:

Leitura de código de barras

Homogeneização

Scanner infravermelho (resultados)

Leitor de código de barras incorporado

Sistema Operativo Androide

Interface gráfica inovadora:
LCD, touch screen, colorido



CONFIÁVEL

- Método de análises: AI machine learning
- Princípio de Medição: fotometria de infravermelho
- Controle de Qualidade
- Livre de manutenção
- Ecológico: sem resíduos

CONECTIVIDADE

ACESSÓRIOS:

Leitor de código de barra externo (pistola)


Teclado

Impressora

- LIS
- Host query
- Protocolo HL7

Impressora térmica incorporada

Gestão online das determinações



Labinbraz Comercial Ltda.
Av. Guido Caloi, 1935 - A e B - térreo
Cep: 05802-140 - São Paulo - SP, Brasil
Tel.: (11) 2162-0200
labinbraz@wiener-lab.com.br

f Wiener lab. Brasil
@Wiener_lab



www.wiener-lab.com.br