

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Especializada - DAEP
--	--

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAEP / SMS PREGÃO EDITAL Nº 034/2026 – CATETERES
URETERAIS HIDROFÍLICOS- PAC
PROCESSO: SEI 64297-8

DO	À	DATA	DESPACHO
DAEP	SML	10/04/26	<p>Prezado Pregoeiro,</p> <p>A proposta financeira da empresa listada abaixo, bem como a descrição do material e teste da amostra realizada em 31/03/2026 a 09/04/2026 em pacientes usuários do PAC, atendem ao solicitado no edital.</p> <p>Solicitamos a classificação da empresa abaixo para o seguinte lote:</p> <p>*IASMINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 35.100.944/0001-15</p> <p>Item 1: CATETER URETRAL HIDROFILICO FEMININO; Calibre: 12 (CH12) - Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e lubrificados. Pronto para uso, sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual íntegra, em alumínio para promover barreira microbiana e abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização.</p> <p>As propostas financeiras da empresa listada abaixo, bem como a descrição dos materiais e testes das amostras realizadas em 31/03/2026 a 09/04/2026 em pacientes usuários do PAC, NÃO atendem ao solicitado no edital.</p> <p>Solicitamos a desclassificação da empresa abaixo para os seguintes lotes:</p> <p>*SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 58.426.628/0001-33</p> <p>Item 2: CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO; calibre: 10 (CH10) cateter uretral com revestimento hidrofílico</p>

composto por polivilpirrolidona (pvp) e solução salina (nacl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico. isento de pvc e ftalato. apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e lubrificados. pronto para uso, sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. embalagem individual integra, em alumínio para promover barreira abertura contendo identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização

JUSTIFICATIVA: Durante a avaliação prática da amostra, foram observados os seguintes pontos:

- Dificuldade na abertura da embalagem, o que compromete o manuseio adequado, especialmente por usuários com baixa destreza manual, aumentando o risco potencial de contaminação;
- Cateter com excessiva maleabilidade, dificultando a condução adequada durante o procedimento;
- Desempenho incompatível com as necessidades dos usuários acompanhados pelo ambulatório.

Após testes realizados, conclui-se que o produto não atende às especificações técnicas previstas no edital, tampouco às condições necessárias para garantir segurança, funcionalidade e qualidade assistencial aos usuários do serviço.

Item 4:CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO;
Calibre: 12 (CH12) Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e lubrificados. Pronto para uso, sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual integra, em alumínio para promover barreira abertura contendo identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização microbiana e asséptica, dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização.

JUSTIFICATIVA: Durante a avaliação prática da amostra, foram observados os seguintes pontos:

- Dificuldade na abertura da embalagem, o que compromete o manuseio adequado, especialmente por usuários com baixa destreza manual, aumentando o risco potencial de contaminação;
- Cateter com excessiva maleabilidade, dificultando a condução

adequada durante o procedimento;

• Desempenho incompatível com as necessidades dos usuários acompanhados pelo ambulatório.
Após testes realizados, conclui-se que o produto não atende às especificações técnicas previstas no edital, tampouco às condições necessárias para garantir segurança, funcionalidade e qualidade assistencial aos usuários do serviço.

Atenciosamente,

Lisiane Ribeiro Bischoff

Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4
Gestora do PAC

Lisiane Bischoff
COREN-RS-98779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATERAPEUTA