

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
Secretaria Municipal da Saúde  
Diretoria de Atenção Especializada - DAEP

**FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:**  
**REQUERENTE: SMS/DAEP / PREGÃO\_EDITAL Nº 034/2026 – CATETERES**  
**URETERAIS HIDROFÍLICOS- PAC**  
**PROCESSO: SEI 64297-8**

DO	À	DATA	DESPACHO
SMS/ DAEP/ PAC	SMLC DL/ UPLC	17/04/26	<p>Prezado Pregoeiro,</p> <p>Solicitamos amostras do <b>CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO</b>; Calibre: 10 (CH10) da seguinte empresa para o lote:</p> <p><b>*IASMINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b> <b>CNPJ: 35.100.944/0001-15</b></p> <p><b>LOTE 2: CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO</b>; Calibre: 10 (CH10) Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual íntegra, em alumínio para promover barreira microbiana e abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização</p> <p>Solicitamos amostras do <b>CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO</b>; Calibre: 12 (CH12) da seguinte empresa para o lote:</p> <p><b>*SAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA</b> <b>CNPJ: 92.666.817/0001-11</b></p> <p><b>LOTE 4: CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO</b>; Calibre: 12 (CH12) Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e</p>

lubrificados. Pronto para uso, sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual íntegra, em alumínio para promover barreira microbiana e abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização.

**OBS:** Deverá apresentar amostra(s) para o(s) item(ns) na(s) quantidade(s) especificada(s), em sua embalagem original, em até 7 (sete) dias úteis, a contar da comunicação. As amostras deverão ser entregues em horário comercial de segunda a sexta-feira (8h às 17h), na Av. Victor Barreto, 3056 - sala 101. Aos cuidados de Aline Dutra ou Lisiane Bischoff.

Atenciosamente,

*Lisiane Ribeiro Bischoff*

Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4  
Gestora do PAC

*Lisiane Bischoff*  
COREN-RS-88779-ENF  
ENFERMEIRA ESTOMATOLOGA