

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Especializada - DAEP
--	--

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: SMS/DAEP / PREGÃO_EDITAL Nº 034/2026 – CATETERES
URETERAIS HIDROFÍLICOS- PAC
PROCESSO: SEI 64297-8

DO	À	DATA	DESPACHO
SMS/ DAEP/ PAC	SMLC DL/ UPLC	11/05/26	<p>Prezado Pregoeiro,</p> <p>A proposta financeira da empresa listada abaixo, bem como a descrição do material e teste da amostra realizada em 23/04/2026 a 08/05/2026 em pacientes usuários do PAC, atendem ao solicitado no edital.</p> <p>Solicitamos a classificação da empresa abaixo para o seguinte lote:</p> <p>*IASMINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 35.100.944/0001-15</p> <p>LOTE 2: CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO; Calibre: 10 (CH10) Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual integra, em alumínio para promover barreira microbiana e abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização</p> <p>A proposta financeira da empresa listada abaixo, bem como a descrição do material e teste da amostra realizada em 04/05/2026 a 08/05/2026 em pacientes usuários do PAC, NÃO atendem ao solicitado no edital.</p> <p>Solicitamos a desclassificação da empresa abaixo para o seguinte lote:</p> <p>*SAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 92.666.817/0001-11</p>


LOTE 4: CATETER URETRAL HIDROFILICO MASCULINO;
Calibre: 12 (CH12) Cateter uretral com revestimento hidrofílico composto por polivilpirrolidona (PVP) e solução salina (NaCl 0,9%), estéril, do tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico. Isento de PVC e ftalato. Apresentando orifícios de drenagem radiais, polidos e lubrificados. Pronto para uso, sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante e de uso único. Embalagem individual íntegra, em alumínio para promover barreira microbiana e abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, método e data de esterilização.

JUSTIFICATIVA: Após análise da amostra, o cateter Ready-to-use, da marca BD, foi desclassificado por não atender às necessidades do ambulatório de incontinência.

Durante o teste, o guia de inserção demonstrou fragilidade durante o manuseio e apresentou aspecto excessivamente úmido logo após a retirada da embalagem, o que compromete a firmeza e a estabilidade necessárias para uma manipulação segura ao longo do procedimento, prejudicando sua integridade e funcionalidade com risco de necessidade de substituição do dispositivo. Tal situação pode gerar interrupções no cateterismo e insegurança ao paciente. Além disso, a ponta do cateter apresentou baixa capacidade de adaptação anatômica, o que pode dificultar a inserção, especialmente em pacientes com espasticidade do esfíncter uretral.

Diante desses achados, conclui-se que as características do produto comprometem a execução segura do cateterismo intermitente, além de impactarem negativamente na adesão ao tratamento. Dessa forma, o produto não atende aos requisitos mínimos esperados para utilização no serviço.

Atenciosamente,



Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4

Gestora do PAC

Lisiane Bischoff
COREN-RS-88779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATERAPEUTA